



Précautions Générales au Quartier opératoire

Tous les utilisateurs entrent au quartier opératoire en tenue de bloc et avec un bonnet.
Avant l'entrée en salle, ils portent un masque couvrant le nez et la bouche.
Une fois l'intervention commencée, des mesures sont prises pour éviter les allées et venues

Pour tout utilisateur



➤ **gants** : si risque de contact avec liquide biologique
➤ **lunettes de protection**: si risque d'éclaboussures

Pour les parents accompagnant
l'enfant en salle



➤ port de blouse à U.U., masque, bonnet et surchaussures

! Si le patient est porteur :

- d'un germe multirésistant,
- d'une infection



➤ **programmer l'intervention en fin de programme (de toute façon, ne rien préparer pour le cas suivant avant nettoyage)**
➤ **suivre les indications du tableau ci-dessous**

Précautions additionnelles

		Indication sur la porte	Salle en dépression	Protections individuelles			Prél. labo	Entretien				Déchets
				Gants Lunettes Pour tous	Masque	Surblouse	Etiquette sur le bon et le pot	Materiel critique (plateaux, instruments) Prévenir le service	Materiel semi critique (lame laryngoscope Sonde écho)	Materiel non critique (Coussins de position, tables)	Nettoyage des sols et des surfaces	1 seul sac jaune (pas de double emballage)
Virus HBV,HCV, HIV	Virus	Oui	Non	G+L	Chir.	Non		Ster	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen	Virufen	Oui
Condylomes		Oui	Non	G+L	À visière	Non		Ster	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen	Virufen	Oui
Cas infecté (abcès, peritonite)	Bactéries	Oui	Oui	G+L	Chir.	Oui		Ster	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen	Virufen	Oui
Germes multi résistants		Oui	Oui	G+L	Chir	Oui		Ster	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen	Virufen	Oui
TBC pulmonaire		Oui	Oui	G+L	FFP2 À l'arsenal	Non		Ster	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen	Virufen	Oui
Creutzfeldt- Jacobs	Agent non conventionnel	Oui	Non	G+L	Chir	Non		 Ster et prévenir le service	Ster ou Thermo- désinfection	Virufen puis Eau de Javel	Virufen puis Eau de Javel	Oui

Matériel critique : (stérilisation)

Matériel pénétrant dans les cavités stériles (instruments chirurgicaux, sondes, ...)

Matériel semi critique : (désinfection de haut niveau)

Matériel en contact avec des peaux lésées ou muqueuses sans effraction (lame de laryngoscope, ...)

Matériel non critique : (décontamination)

Matériel en contact avec une peau saine (table, tensiomètre..)

Matériel sans contact avec le patient (chariot de soins, pompes, perfusion, ...)

Stérilisation: Pour tout patient nécessitant l'application des précautions additionnelles ci-dessus, l'entretien du matériel doit être assuré par le service de stérilisation

Matériel :

- **Instrumentation** : entretien au service de stérilisation **en prévenant le service**
- **Matériel d'intubation** : thermodésinfection. En machine à laver chez les aides techniques
- **Matériel non autoclavable** :

- Si **matériel critique** : chimiostérilisation : nettoyer et puis tremper dans la glutaraldéhyde pendant 3 heures
- Si **semi critique** : désinfection : nettoyer et puis tremper dans la glutaraldéhyde pendant 20 min.

